


Anti-Wnt7A Kaninchen-Polyclonal-Antikörper Für Wb Und Elisa - O00755

Artikelnummer: CM0025796



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen menschliches WNT7A, validiert für WB und ELISA mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus. Zielt auf Wnt-7a ab, ein sekretiertes Ligand in der kanonischen Wnt/beta-Catenin-Signalübertragung, das entscheidend für die Embryonalentwicklung und Angiogenese im ZNS ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	WNT7A Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	Wnt-7a; WNT7A
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	7476
GenID	7476
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 101-200 von menschlichem WNT7A (NP_004616.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	O00755
Proteinmasse	39 kDa
Versand	Eisbeutel