

Anti-Wnt9A Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - O14904

Artikelnummer: CM0025473

Einführung

Der anti-WNT9A Kaninchen-Polyklonale Antikörper von CamelBio, validiert für WB und ELISA, erkennt menschliches, murines und ratte WNT9A, ein Wnt-Signallingand, der für die Knochenentwicklung und die Gelenkintegrität entscheidend ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	WNT9A Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	WNT14; WNT9A
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	7483
Gen-ID	7483
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 250-350 von menschlichem WNT9A (NP_003386.1) homolog ist
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O14904
Proteingewicht	40kDa
Versand	Eisbeutel