

Anti-Wrap53 Kaninchen-Polyclonale Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Bur4

Artikelnummer: CM0020653



Einführung

Kaninchen-polyclonale Antikörper gegen menschliches WRAP53 (TCAB1), für WB und ELISA, kreuzreagiert mit Maus. Ideal für Forschung im Bereich Telomerbiologie, Cajal-Körperchen und DNA-Reparatur.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	WRAP53 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	DKCB3; TCAB1; WDR79; WRAP53
Art	Mensch
GenID (Mensch)	55135
GenID	55135
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz der Aminosäuren 62-160 von menschlichem WRAP53 (NP_060551.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q9BUR4
Proteingewicht	59 kDa
Versand	Eisbeutel