

Anti-Wrn Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q14191

Artikelnummer: CM0025599



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes WRN, validiert für WB und ELISA. Zielt auf die C-terminale Region (aa 1223-1432) der Werner-Syndrom-Helikase/Exonuklease, ideal für die Forschung zu DNA-Reparatur und Genomstabilität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	WRN Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	RECQ3; RECQL2; RECQL3; WRN
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	7486
GenID	7486
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1223-1432 von humanem WRN (NP_000544.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q14191
Proteingewicht	162kDa
Versand	Eisbeutel