

## Anti-Wsb1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q.9Y6I7

Artikelnummer: CM0013988

### Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes WSB1, validiert für WB und ELISA. Erkennt WD-Protein mit SOCS-Box 1, eine Komponente des E3-Ubiquitin-Ligase-Komplexes, der am proteasomalen Abbau beteiligt ist. - Q.9Y6I7

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                                                |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | WSB1 Kaninchen-pAb                                                                                                                                  |
| Bemerkungen/Alias | SWIP1; WSB-1; WSB1                                                                                                                                  |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                                              |
| GenID (Mensch)    | 26118                                                                                                                                               |
| GenID             | 26118                                                                                                                                               |
| Immunogen         | Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 182-421 von humanem WSB1 (NP_056441.6) entspricht |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                                           |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                                              |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                                                                                           |
| Kreuzreaktivität  | Mensch                                                                                                                                              |
| SWISS             | Q.9Y6I7                                                                                                                                             |
| Proteingewicht    | 47kDa                                                                                                                                               |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                                           |