

Kaninchen-Monoklonaler Anti-Wstf-Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9Uig0

Artikelnummer: CM0008715



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Anti-WSTF-Antikörper für WB- und ELISA-Anwendungen. Erkennt humanes, Maus- und Ratten-WSTF. Geeignet für Untersuchungen zur Chromatin-Remodellierung und zur DNA-Schadensantwort.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	WSTF-Kaninchen-mAb
Bezeichnungen/Aliase	WSTF; WBSCR9; WBSCR10
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	9031
GeneID	9031
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 des humanen WSTF (Q9UIG0) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9UIG0
Proteingewicht	171 kDa
Versand	Kühlakku