


Anti-Wt1-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P19544

Artikelnummer: CM0015445



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen humanes WT1 gerichtet ist und in WB, IHC-P und ELISA validiert wurde. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung der Transkriptionsregulation und Krebsbiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	WT1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	GUD; AWT1; WAGR; WT-1; WT33; NPHS4; WIT-2; WT1
Spezies	Human
GenID (Human)	7490
GenID	7490
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-302 von humanem WT1 (NP_001185480.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P19544
Proteingewicht	49 kDa
Versand	Eisbeutel