


Anti-Wt1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P19544

Artikelnummer: CM0005541



Einführung

WT1 Kaninchen monoklonaler Antikörper (P19544) validiert für WB, IHC-P, ELISA. Erkennt humanes, murines und rattes WT1-Protein. Rekombinantes Immunogen. Geeignet für Studien zur urogenitalen Entwicklung und Tumorsuppression.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	WT1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	GUD; AWT1; WAGR; WT-1; WT33; NPHS4; WIT-2; WT1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	7490
GenID	7490
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 60-250 von humanem WT1 (P19544) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P19544
Proteingewicht	49kDa
Versand	Eisbeutel