

Anti-Wtap Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q15007

Artikelnummer: CM0004348



Einführung

WTAP Kaninchen monoklonaler Antikörper für WB, IHC-P, ELISA. Erkennt humanes, Maus- und Rattenprotein. Ziel ist ein prä-mRNA-Spleißregulator, der an m6A-Methylierung und Zellzyklus beteiligt ist. Ideal für die IVD-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	WTAP Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	Mum2; WTAP
Spezies	Human
GeneID	9589
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 212-355 des humanen WTAP (NP_004897.2) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q15007
Protein-Gewicht	44kDa
Versand	Eisbeutel