

Polyklonaler Anti-Wtap-Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q15007

Artikelnummer: CM0018094



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes WTAP, validiert für Western Blot, Immunfluoreszenz und ELISA. Erkennt humanes, Maus- und Ratten-WTAP und eignet sich für die Erforschung der m6A-Methylierung und der Spleißregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	WTAP-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	Mum2; WTAP
Art	Mensch
Gen-ID	9589
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 212-355 des humanen WTAP (NP_004897.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q15007
Proteingewicht	44 kDa
Versand	Kühlakku