

Anti-Wwc1 (Kibra) Polyklonaler Kaninchen-Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Ix03

Artikelnummer: CM0022480



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes WWC1 (KIBRA), validiert für WB, IHC-P und ELISA. Reagiert mit humanen, Maus- und Rattenproben, geeignet für die Forschung zu Hippo-Signalwegen und Kognition.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	WWC1 Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	KIBRA; HBEBP3; HBEBP36; MEMRYQTL; PPP1R168; WWC1
Spezies	Human
GeneID (Human)	23286
GeneID	23286
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 290-426 des humanen WWC1 (NP_056053.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q8IX03
Proteingewicht	125 kDa
Versand	Eisbeutel