

Anti-Wwc2 Kaninchen-Polyklonale Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q6Awc2

Artikelnummer: CM0020710

Einführung

Affinitätsgereinigter Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen das humane WWC2 (BOMB)-Protein, validiert für WB, IHC-P und ELISA. Erkennt humanes, murines und Ratten-WWC2, einen Regulator des Hippo-Signalwegs. Versand auf Eis.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	WWC2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	BOMB; WWC2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	80014
Gen-ID	80014
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 160-430 von humanem WWC2 (NP_079225.5) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q6AWC2
Proteingewicht	134 kDa
Versand	Eisbeutel