


Anti-Wwox Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Nzc7

Artikelnummer: CM0015406



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen menschliches WWOX, validiert für Western Blot (WB) und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Zielt auf die WW-Domänen enthaltende Oxidoreduktase, einen Tumorsuppressor, der an Apoptose und Wnt-Signalgebung beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	WWOX Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	FOR; WOX1; DEE28; EIEE28; FRA16D; SCAR12; HHCMA56; PRO0128; SDR41C1; D16S432E; WWOX
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	51741
GeneID	51741
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9NZC7
Proteingewicht	47 kDa
Versand	Eisbeutel