


Anti-Wwox-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nzc7

Artikelnummer: CM0016815



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen humanes WWOX (Q9NZC7) gerichtet ist, einen Tumorsuppressor und Oxidoreduktase, der an Apoptose und Wnt-Signalgebung beteiligt ist. Validiert für WB, IF/ICC, ELISA; kreuzreagiert mit Maus. Molekulargewicht: 47 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	WWOX Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	FOR; WOX1; DEE28; EIEE28; FRA16D; SCAR12; HHCMA56; PRO0128; SDR41C1; D16S432E; WWOX
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	51741
GenID	51741
Immunogen	Rekombinantes Protein (Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 1-120 von humanem WWOX (NP_057457.1) entspricht)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9NZC7
Proteingewicht	47 kDa
Versand	Eisbeutel