


Anti-Wwp1 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9H0M0

Artikelnummer: CM0028114



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen WWP1, eine NEDD4-ähnliche E3-Ubiquitin-Protein-Ligase, die an Ubiquitinierung und proteasomalen Abbau beteiligt ist. Geeignet für WB und ELISA, reagiert mit Proben von Mensch, Maus und Ratte.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	WWP1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	AIP5; Tiul1; hSDRP1; WWP1
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	11059
GeneID	11059
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-260 des menschlichen WWP1 (NP_008944.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9H0M0
Proteinmasse	105 kDa
Versand	Eispackung