

Anti-Wwp2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - 000308

Artikelnummer: CM0024031



Einführung

WWP2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA. Zielt auf menschliches WWP2 (NEDD4-ähnliche E3-Ubiquitin-Protein-Ligase), einen Schlüsselregulator der Ubiquitinierung und des proteasomalen Abbaus in Stammzellen und T-Zellen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	WWP2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	AIP2, Wwp2-like, WWP2
Spezies	Mensch
Gen-ID	11060 (Mensch)
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 151-400 von menschlichem WWP2 (NP_001257383.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Krossreaktivität	Mensch
SWISS	O00308
Proteingewicht	99kDa
Versand	Eisbeutel