


## Anti-Xanthin-Dehydrogenase/Oxidase (Xdh) Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P47989

Artikelnummer: CM0007100



### Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humane Xanthin-Dehydrogenase/Oxidase (XDH), validiert für WB, IHC-P, ELISA. Reagiert mit Human, Maus, Ratte. Ideal für Studien zum Purinstoffwechsel und zur ROS-Generierung.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                                                              |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | Xanthin-Oxidase (XDH) Kaninchen PolymAb®                                                                                                                          |
| Bemerkungen/Alias | XO; XOR; XAN1                                                                                                                                                     |
| Spezies           | Human                                                                                                                                                             |
| GeneID (human)    | 7498                                                                                                                                                              |
| GeneID            | 7498                                                                                                                                                              |
| Immunogen         | Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1000-1100 der humanen Xanthin-Oxidase (XDH) entspricht. (NP_000370.2). |
| Herkunft          | Kaninchen                                                                                                                                                         |
| Kategorie         | Monoklonale Antikörper                                                                                                                                            |
| Anwendung         | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                                                  |
| Kreuzreaktivität  | Human, Maus, Ratte                                                                                                                                                |
| SWISS             | P47989                                                                                                                                                            |
| Protein-Gewicht   | 146kDa                                                                                                                                                            |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                                                         |