


## Anti-Xanthinoxidase (Xdh) Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb - P47989

Artikelnummer: CM0004239



### Einführung

Hochwertiger Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humane Xanthinoxidase (XDH), validiert für WB, IHC, IF und ELISA. Ideal für Studien zum Purinstoffwechsel und reaktiven Sauerstoffspezies.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                                  |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | Xanthinoxidase (XDH) Kaninchen mAb                                                                                                    |
| Bemerkungen/Alias | XO; XOR; XAN1; Xanthinoxidase (XDH)                                                                                                   |
| Spezies           | Human                                                                                                                                 |
| Gen-ID (Human)    | 7498                                                                                                                                  |
| Gen-ID            | 7498                                                                                                                                  |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 202-293 der humanen Xanthinoxidase (XDH) (P47989) enthält |
| Herkunft          | Kaninchen                                                                                                                             |
| Kategorie         | Monoklonale Antikörper                                                                                                                |
| Anwendung         | WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA                                                                                                        |
| Kreuzreaktivität  | Human, Maus, Ratte                                                                                                                    |
| SWISS             | P47989                                                                                                                                |
| Protein-Gewicht   | 146kDa                                                                                                                                |
| Versand           | Eistasche                                                                                                                             |