

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Gegen Xanthinoxidase (Xdh) Für Wb Und Elisa - P47989

Artikelnummer: CM0013590



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchenantikörper gegen die humane Xanthinoxidase (XDH), validiert für WB und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Ideal zur Untersuchung des Purinstoffwechsels und von oxidativem Stress.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Xanthinoxidase (XDH), Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	XO; XOR; XAN1; Xanthinoxidase (XDH)
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	7498
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 985-1084 der humanen Xanthinoxidase (XDH) (NP_000370.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P47989
Proteingewicht	146 kDa
Versand	Kühlakku