

Kaninchen-Monoklonaler Anti-Xbp-1S-Antikörper Für Wb, Chip, Elisa - P17861-2

Artikelnummer: CM0009132

Einführung

Kaninchen-monoklonaler Anti-XBP-1s-Antikörper, validiert für WB, ChIP und ELISA. Kreuzreaktiv mit humanem und murinem XBP-1s. Ideal für die Erforschung von ER-Stress, UPR und Krebs. – P17861-2

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	XBP-1s-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	XBP2; TREB5; XBP-1; TREB-5
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	7494
Gen-ID	7494
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 188-287 des humanen XBP-1s (NP_001073007.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ChIP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P17861-2
Proteingewicht	40 kDa
Versand	Kühlpack