

Anti-Xcp1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - B6Tic7

Artikelnummer: CM0024196

Einführung

Polyklonaler Antikörper vom Kaninchen gegen Mais-XCP1 (Cysteinprotease 5) für Western Blot (WB) und ELISA-Anwendungen. Erkennt Mais-XCP1, vorhergesagte 71 kDa, ideal für die Forschung an Pflanzenproteasen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	XCP1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	IDP105, GRMZM2G066326, XCP1, Cysteinprotease5
Spezies	Mais
GeneID	100283433
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 157-377 von Mais-XCP1 (NP_001149806.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mais
SWISS	B6TIC7
Proteingewicht	71kDa
Versand	Eisbeutel