


Anti-Xcr1 Polyklonaler Antikörper Für Ihc-P Und Elisa - P46094

Artikelnummer: CM0020330



Einführung

Kaninchen anti-humaner XCR1 polyklonaler Antikörper, validiert für IHC-P und ELISA, mit Kreuzreaktivität gegenüber Ratten. Zielt auf den Chemokin-XC-Rezeptor 1 (Lymphotactin-Rezeptor) ab, der an der Chemokin-Signaltransduktion beteiligt ist. Geeignet für immunologische Detektionsanwendungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	XCR1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliaße	GPR5; CCXCR1; XCR1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	2829
GenID	2829
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem XCR1 (NP_001019815.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Ratte
SWISS	P46094
Proteingewicht	39 kDa
Versand	Eisbeutel