


Anti-Xiap Kaninchen-Monoklonaler Antikörper (Ko-Validiert) Für Wb, Elisa - P98170

Artikelnummer: CM0002253



Einführung

KO-validierter kaninchenmonoklonaler Antikörper gegen humanes XIAP (BIRC4/IAP3), mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Ideal für Western Blot und ELISA zur Untersuchung von Apoptose, NF-kB-Signalwegen und Ubiquitinierungswegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO Validated] XIAP Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	API3; ILP1; MIHA; XLP2; BIRC4; IAP-3; hIAP3; hIAP-3; AP
Spezies	Human
GeneID (Human)	331
GeneID	331
Immunogen	Rekombinantes Protein / Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-200 von humanem XIAP (NP_001158.2) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P98170
Protein-Gewicht	57kDa
Versand	Eisbeutel