


Anti-Xiap Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P98170

Artikelnummer: CM0018707



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen humanes XIAP (X-linked inhibitor of apoptosis protein) gerichtet ist. Validiert für WB, IF/ICC, ELISA bei Human, Maus, Ratte. MW ~57kDa. Für Apoptose-, NF-κB-Signalweg- und Ubiquitinierungsstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	XIAP Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	API3; ILP1; MIHA; XLP2; BIRC4; IAP-3; hIAP3; hIAP-3; XIAP
Spezies	Human
GenID (Human)	331
GenID	331
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-200 von humanem XIAP (NP_001158.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P98170
Proteingewicht	57kDa
Versand	Eisbeutel