

Anti-Xk-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P51811

Artikelnummer: CM0017966

Einführung

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, der gegen XK (XKR1, Kx-Antigen) gerichtet ist. Geeignet für Western Blot, Immunfluoreszenz und ELISA bei Mensch, Maus und Ratte. Untersuchen Sie die Funktion des ER-Membran-Adapterproteins und die Rekrutierung von VPS13A.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	XK Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	KX; NA; NAC; X1k; XKR1; XK
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	7504
Gen-ID	7504
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 59-138 von menschlichem XK (NP_066569.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P51811
Proteingewicht	51kDa
Versand	Eisbeutel