


Anti-Xpc Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Western Blot - Q01831

Artikelnummer: CM0024964



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen das menschliche XPC (XP3/RAD4/p125)-Protein. Validiert für Western Blot, IHC-P, IP und ELISA. Ideal für Studien zur Nukleotid-Excisionsreparatur und Transkriptionskoaktivierung. SWISS: Q01831.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	XPC Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	XP3; RAD4; XPCC; p125; XPC
Spezies	Mensch
Gen-ID	7508
Immunogen	Rekombinantes Protein, das die Aminosäuren 700-940 des menschlichen XPC (NP_004619.3) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q01831
Proteingewicht	106 kDa
Versand	Eisbeutel