


Anti-Xpd/Ercc2 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P18074

Artikelnummer: CM0013103



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Anti-XPD/ERCC2-Antikörper, validiert für Western Blot (WB) und ELISA. Reagiert mit humanen, Maus- und Rattenproben. Ideal zur Untersuchung von DNA-Reparatur- und Transkriptionsmechanismen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	XPD/ERCC2 Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	EM9; TTD; XPD; TTD1; COFS2; TFIIH; XPD/ERCC2
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	2068
GeneID	2068
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-180 des humanen XPD/ERCC2 (NP_001124339.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P18074
Proteingewicht	87 kDa
Versand	Kühlakku