


Anti-Xpd/Ercc2-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P18074

Artikelnummer: CM0024817



Einführung

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper gegen humanes XPD/ERCC2 (TFIIH-Helikase). Validiert für WB-, IF/ICC- und ELISA-Anwendungen. Kreuzreagiert mit Mensch und Ratte. Ideal für Studien zur DNA-Schadensreparatur und Transkription.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	XPD/ERCC2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	EM9; TTD; XPD; TTD1; COFS2; TFIIH; XPD/ERCC2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	2068
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-300 von humanem XPD/ERCC2 (NP_001124339.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	P18074
Proteingewicht	87kDa
Versand	Eisbeutel