


Anti-Xpnpep1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Nqw7

Artikelnummer: CM0013806



Einführung

XPNPEP1 Kaninchen pAb ist ein polyklonaler Antikörper, der gegen menschliches XPN-Pro Aminopeptidase 1 gerichtet ist und für WB und ELISA validiert wurde. Er kreuzreagiert mit Maus und erkennt ein 70 kDa zytosolisches Protein, das am Peptidabbau und Bradykinin-Stoffwechsel beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	XPNPEP1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	APP1; SAMP; XPNPEP; XPNPEPL; XPNPEPL1; XPNPEP1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	7511
Gen-ID	7511
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 44-240 von menschlichem XPNPEP1 (NP_065116.3) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9NQW7
Proteingewicht	70kDa
Versand	Eisbeutel