

Anti-Xpnpep2-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - O43895

Artikelnummer: CM0013819

Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen XPNPEP2 (X-Pro-Aminopeptidase 2). Geeignet für WB und ELISA, kreuzreagiert mit humanen, murinen und Rattenproben. Hergestellt gegen die rekombinante Ektodomäne (AS 22-240). Nützlich für die Erforschung des Bradykinin-Stoffwechsels.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	XPNPEP2-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	APP2; AEACEI; XPNPEP2
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	7512
GeneID	7512
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 22-240 des humanen XPNPEP2 (NP_003390.4) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O43895
Proteingewicht	76 kDa
Versand	Eisbeutel