

Anti-Xpnpep3 Polyklonaler Antikörper (Kaninchen) Für Wb, Elisa - Q9Nqh7

Artikelnummer: CM0020429



Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes XPNPEP3 (Xaa-Pro-Aminopeptidase 3), validiert für WB und ELISA. Erkennt humanes und murines XPNPEP3; geeignet für die Erforschung der mitochondrialen Peptidase und der TNF-Signalübertragung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	XPNPEP3-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	XPNPEP3; APP3; ICP55; NPHPL1; X-Prolyl-Aminopeptidase 3
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	63929
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 32-230 des humanen XPNPEP3 (NP_071381.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9NQH7
Proteingewicht	31 kDa/32 kDa/48 kDa/54 kDa/57 kDa
Versand	Kühlakku