

Anti-Xpnpep3 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nqh7

Artikelnummer: CM0014980



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen XPNPEP3 (APP3). Validiert für WB, IF/ICC, ELISA; detektiert Mensch, Maus, Ratte. Für die Erforschung von mitochondrialer Amino-peptidase, TNF-Signalweg und Nephronophthose.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	XPNPEP3 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	APP3; ICP55; NPHPL1; XPNPEP3
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	63929
Gen-ID	63929
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-250 des menschlichen XPNPEP3 (NP_071381.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9NQH7
Proteingewicht	57 kDa
Versand	Eisbeutel