

Anti-Xpo6 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q96Qu8

Artikelnummer: CM0024204

Einführung

Polyklonaler Antikörper vom Kaninchen gegen humanes XPO6 (Exportin-6 / EXP6 / RANBP20), validiert für Western Blot (WB) und ELISA. Erkennt humanes und murines XPO6. Geeignet für die Forschung zu nukleo-zytoplasmatischem Transport und Aktin-Dynamik.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	XPO6 Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	XPO6; EXP6; RANBP20; exportin-6
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	5159
Gen-ID	23214
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 116-216 von humanem XPO6 entspricht (NP_055986.1)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	Q96QU8
Protein-Gewicht	127kDa/128kDa
Versand	Eistasche