

Anti-Xpot Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - O43592

Artikelnummer: CM0014396

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen Exportin-T (XPOT/XPO3) für Western Blot und ELISA. Reagiert mit humanem, murinem und Ratten-XPOT. Ideal für die Untersuchung von tRNA-Kernexport-Transportmechanismen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	XPOT Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	XPO3; XPOT
Spezies	Human
GeneID (Human)	11260
GeneID	11260
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-200 von humanem XPOT (NP_009166.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	O43592
Proteingewicht	110kDa
Versand	Eisbeutel