


Anti-Xrcc1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P18887

Artikelnummer: CM0011386



Einführung

Hochwertiger kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen XRCC1, validiert für WB und ELISA. Erkennt menschliches, murines und ratte XRCC1, ein Schlüssel-Gerüstprotein in der Reparatur von Einzelstrangbrüchen der DNA.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	XRCC1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	RCC; SCAR26; XRCC1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	7515
Gen-ID	7515
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P18887
Proteingewicht	69kDa
Versand	Eisbeutel