


Anti-Xrcc1 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P18887

Artikelnummer: CM0013812



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen XRCC1, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Geeignet für Forschung zu DNA-Reparatur und Einzelstrangbrüchen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	XRCC1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	RCC; SCAR26; XRCC1
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	7515
GeneID	7515
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 480-633 des menschlichen XRCC1 (NP_006288.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P18887
Proteingewicht	69 kDa
Versand	Eisbeutel