

Anti-Xrcc2 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - 043543

Artikelnummer: CM0022321



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes XRCC2, validiert für WB, IHC-P und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Studien zu DNA-Reparatur und homologer Rekombination.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	XRCC2 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	FANCU; POF17; SPGF50; XRCC2
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	7516
GeneID	7516
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-83 von humanem XRCC2 (NP_005422.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	043543
Proteingewicht	32 kDa
Versand	Eisbeutel