

Anti-Xrcc3 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - O43542

Artikelnummer: CM0019994



Einführung

Hochwertiger kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen humanes XRCC3, ein zentrales DNA-Reparaturprotein. Validiert für Anwendungen in Western Blot und ELISA. Ideal für Forschung zu homologer Rekombination und genomischer Stabilität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	XRCC3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CMM6; XRCC3
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	7517
Gen-ID	7517
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 62-346 des humanen XRCC3 (NP_001093588.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	O43542
Proteingewicht	38 kDa
Versand	Eisbeutel