


Anti-Y14/Rbm8A Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q14/Rbm8A

Artikelnummer: CM0002514



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes Y14/RBM8A, validiert für WB und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Ideal für die Untersuchung des Exon-Junction-Komplexes (EJC), des prä-mRNA-Splittings und der Nonsense-vermittelten mRNA-Decay-Wege.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Y14/RBM8A Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	TAR; Y14; RBM8; ZNRP; RBM8B; ZRNP1; BOV-1A; BOV-1B; BOV-1C; MDS014; DEL1q21.1; C1DELq21.1; Y14/RBM8A
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	9939
GenID	9939
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem Y14/RBM8A (Q9Y5S9) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9Y5S9
Proteingewicht	20kDa
Versand	Eisbeutel