


Anti-Yap1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P46937

Artikelnummer: CM0003472



Einführung

Anti-YAP1 Kaninchen monoklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Wichtiger Transkriptions-Coaktivator im Hippo-Signalweg, Kontrolle der Organgröße und Tumorsuppression. Rekombinantes Protein-Immunogen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO Validiert] YAP1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	YAP, YKI, COB1, YAP2, YAP-1, YAP65, P1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	10413
GenID	10413
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 155-504 von menschlichem YAP1 (NP_001123617.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P46937
Proteingewicht	36 kDa-54 kDa
Versand	Eisbeutel