


Anti-Yap1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb - P46937

Artikelnummer: CM0006312



Einführung

YAP1 Kaninchen monoklonaler Antikörper (KO validiert) für WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP. Erkennt menschliches, murines und rattes YAP1. Zielt auf Aminosäuren 155-504 ab. Ideal für Studien zur Hippo-Signalgebung, Kontrolle der Organgröße und Tumorsuppression.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO Validiert] YAP1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	YAP; YKI; COB1; YAP2; YAP-1; YAP65; P1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	10413
GenID	10413
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 155-504 von menschlichem YAP1 (NP_001123617.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA, ChIP
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P46937
Proteingewicht	54kDa
Versand	Eisbeutel