


Anti-Yars Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ip, Elisa - P54577

Artikelnummer: CM0028740



Einführung

Tyrosin--tRNA-Ligase (YARS) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IP, ELISA in Human, Maus und Ratte. Geeignet für Forschung zu Aminoacyl-tRNA-Synthetasen, Proteinsynthese und PARP1-Regulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	YARS Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	YRS; YTS; YARS; TYRRS; CMTDIC; IMNEPD2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	8565
GenID	8565
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-300 von menschlichem YARS (NP_003671.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P54577
Proteingewicht	59kDa
Versand	Eisbeutel