


Anti-Yb-1/Ybx1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ip, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P67809

Artikelnummer: CM0011873



Einführung

Hochwertiger kaninischer monoklonaler Antikörper gegen YB-1/YBX1. Geeignet für WB, IP, IF, IHC, ELISA. Erkennt humanes, Maus- und Ratten-YB-1. Ideal für Studien zu RNA-Prozessierung, transkriptioneller Regulation und DNA-Reparatur.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	YB-1/YBX1 Kaninchen mAk
Bemerkungen/Alias	YB1; BP-8; CSDB; DBPB; YB-1; CBF-A; CSDA2; EFI-A; NSEP1; NSEP-1; MDR-NF1; YB-1/YBX1
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	4904
Gen-ID	4904
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 225-324 von humanem YB-1/YBX1 (P67809) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P67809
Proteingewicht	36 kDa
Versand	Eistasche