


## Anti-Yb-1/Ybx1 Kaninchen-Polyclonales Antikörper Für Wb, If, Ihc, Elisa - P67809

Artikelnummer: CM0025845



### Einführung

YB-1/YBX1 Kaninchen-Polyclonales Antikörper validiert für WB, IF-P, IHC-P, ELISA; reagiert mit menschlichem, murinem und Ratten-YB-1/YBX1 Protein (36 kDa). Ideal für die Untersuchung von mRNA-Stabilität, Spleißen und Exosomen-Biologie.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                          |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | YB-1/YBX1 Rabbit pAb                                                                                                          |
| Bemerkungen/Aliae | YB1; BP-8; CSDB; DBPB; YB-1; CBF-A; CSDA2; EFI-A; NSEP1; NSEP-1; MDR-NF1; YB-1/YBX1                                           |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                        |
| GeneID (Mensch)   | 4904                                                                                                                          |
| GeneID            | 4904                                                                                                                          |
| Immunogen         | Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 100-200 von menschlichem YB-1/YBX1 entspricht (NP_004550.2) |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                     |
| Kategorie         | Polyclonale Antikörper                                                                                                        |
| Anwendung         | WB, IF-P, IHC-P, ELISA                                                                                                        |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus, Ratte                                                                                                           |
| SWISS             | P67809                                                                                                                        |
| Proteingewicht    | 36 kDa                                                                                                                        |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                     |