


Anti-Yb-1/Ybx1 Kaninchen-Polyklonales Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P67809

Artikelnummer: CM0030076



Einführung

Hochwertiges kaninchen polyklonales Antikörper gegen humanes YB-1/YBX1, validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Transkriptions-, RNA-Biologie- und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	YB-1/YBX1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	YB1; BP-8; CSDB; DBPB; YB-1; CBF-A; CSDA2; EFI-A; NSEP1; NSEP-1; MDR-NF1; YB-1/YBX1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	4904
GenID	4904
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-55 von menschlichem YB-1/YBX1 (NP_004550.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P67809
Proteingewicht	36 kDa
Versand	Eisbeutel