

Anti-Ybey Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P58557

Artikelnummer: CM0022768

Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humane Endoribonuklease YBEY, validiert für Western Blot und ELISA mit Kreuzreaktivität zu Ratte, ideal für rRNA-Reifung und Nukleolus-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	YBEY Kaninchen pAk
Bemerkungen/Alias	C21orf57
Spezies	Mensch
GenID	54059
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 68-167 von humanem YBEY (NP_478061.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	P58557
Proteingewicht	19 kDa
Versand	Eisbeutel