


Anti-Yeats4 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O95619

Artikelnummer: CM0026623



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes YEATS4 (GAS41), einen Chromatin-Reader im NuA4-Komplex. Geeignet für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Erkennt humanes, Maus- und Ratten-YEATS4.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	YEATS4 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	YAF9; GAS41; NUBI-1; 4930573H17Rik; B230215M10Rik; YEATS4
Spezies	Human
GeneID (human)	8089
GeneID	8089
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-227 von humanem YEATS4 (NP_006521.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	O95619
Proteingewicht	26kDa
Versand	Eisbeutel