

Monoklonaler Anti-Yipf6-Antikörper Für Wb, Elisa - Q8Br70

Artikelnummer: CM0011723

Einführung

Validierter monoklonaler Anti-Yipf6-Kaninchenantikörper für WB und ELISA gegen das YIPF6-Protein der Maus, ein Membranprotein des Golgi-Apparats, das an der Stabilität von YIPF1 und YIPF2 beteiligt ist. Geeignet für IVD-Forschung und die Entwicklung diagnostischer Verfahren.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Yipf6-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	A430107J06Rik
Art	Maus
GeneID (Mensch)	286451
GeneID	77929
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-83 des Maus-Yipf6 (NP_997516.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q8BR70
Proteingewicht	26 kDa
Versand	Kühlakku