

Anti-Yipf6 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q8Br70

Artikelnummer: CM0024683

Einführung

Polyklonaler Antikörper vom Kaninchen gegen Maus-YIPF6 (YIP1-Familienmitglied 6). Validiert für WB und ELISA mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Erforscht die Funktion des Golgi-Membranproteins und Interaktionen der YIP1-Familie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Yipf6 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	A430107J06Rik; Yipf6
Spezies	Maus
GeneID (Human)	286451
GeneID	77929
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-83 von Maus-Yipf6 (NP_997516.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q8BR70
Proteingewicht	26kDa
Versand	Eisbeutel