

Polyklonaler Anti-Yipf7-Antikörper Für Wb Und Elisa - Q8N8F6

Artikelnummer: CM0020363

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes YIPF7 (FinGER9, Mitglied 7 der YIP1-Familie). Geeignet für Western Blot und ELISA, mit Kreuzreaktivität gegenüber Ratte. Ideal für die Erforschung des Golgi-/ER-Transports.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	YIPF7-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	FinGER9; YIPF7
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	285525
GeneID	285525
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-80 des humanen YIPF7 (NP_872398.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Ratte
SWISS	Q8N8F6
Proteingewicht	31 kDa
Versand	Mit Eisbeutel